



## **BANDELIN SONOREX DIGITEC DT ULTRASCHALLBAD**

Hochleistungs-Ultraschallreiniger für die Reinigung oder Probenbehandlung in wässrigen Flüssigkeiten

Artikelnummer: 208004  
Hersteller: Bandelin

**Preis: ab 414,75 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die bewährten und äußerst robusten SONOREX Ultraschallbäder von Bandelin ermöglichen eine gründliche und schonende Reinigung dank intensiver Kavitationsblasen, selbst an schwer zugänglichen Stellen der zu reinigenden Objekte. Sie einigen sich dadurch sowohl für Praxen als auch Labore und Werkstätten.

Eine nutzerfreundliche Folientastatur am SONOREX DIGITEC DT ermöglicht eine einfache Einstellung der Prozessparameter. Die vollautomatische SweepTec-Funktion verhindert stehende Wellen im Ultraschallfeld und gewährleistet eine besonders gleichmäßige Reinigung. Die automatische Sicherheitsabschaltung 12 Stunden nach dem letzten Tastendruck sowie die

Füllhöhenmarkierung zur gefahrlosen Dosierung machen die Anwendung besonders sicher.

Weitere Vorteile sind hier auch die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt Klasse I und der Sprühwasserschutz IP 33 durch das fest angeschlossene Netzkabel und die flüssigkeitsdichte Gehäusefront.

Für eine optimale Ultraschallreinigung sind passende Körbe, Deckel sowie Reinigungs- und Desinfektionskonzentrate von Bandelin optional erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät