




BANDELIN SONOREX EDELSTAHLDECKEL ZUR ULTRASCHALLREINIGUNG

Deckel aus Edelstahl für das BANDELIN SONOREX DIGITEC DT/RK

Artikelnummer: 208663

Hersteller: Bandelin

Preis: ab 26,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Ein passender Edelstahldeckel für ein Ultraschallbad bietet Schutz vor äußerer Verunreinigung der Badflüssigkeit und verhindert unerwünschte Geruchsbelästigung durch die verwendeten Reinigungs- oder Desinfektionsmittel.

Zusätzlich reduziert er die Geräuschabgabe des Ultraschallreinigers während des Betriebs, die als störend empfunden werden könnte. Diese Deckel von Bandelin sind so konstruiert, dass entstehendes Kondenswasser zurück in die Wanne geleitet wird.

Spezifikation:

Art des Artikels: Deckel