



BANDELIN SONOREX EDELSTAHLKORB ZUR ULTRASCHALLREINIGUNG

Korb aus Edelstahl für die Ablage des Reinigungsguts im BANDELIN SONOREX DIGITEC DT/RK

Artikelnummer: 208203

Hersteller: Bandelin

Preis: ab 48,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Um Abriebe zwischen Reinigungsgut und Schwingwanne zu vermeiden, darf dieses nicht in Kontakt mit dem Wannenboden kommen. Daher empfiehlt sich die Nutzung des zugehörigen BANDELIN SONOREX Edelstahlkorbes. Dieser ist so hergestellt, dass das Reinigungsgut den Abstand von 1 - 2cm zum Boden (optimaler Bereich des Kavitationsfelds) der Schwingwanne aufweist. Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Sie durch die Ablage des Reinigungsguts im Korb nicht mit der Flüssigkeit in der Schwingwanne in Kontakt kommen.

Hinweis: Bei den SONOREX-Körben von BANDELIN handelt es sich um Medizinprodukte der Klasse I 2017 / 745 / EU.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Korb/Behälter

Passend für: BANDELIN Sonorex Ultraschallbad