



## **ELMA HALTEKLAMMER FÜR ERMENMEYERKOLBEN**

zur Nutzung im Elmasonic Ultraschallreinigungsgerät

Artikelnummer: 206798

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

**Preis: ab 23,04 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Diese Halteklammer von Elma dient der Aufnahme von Erlenmeyerkolben während der Reinigung im Ultraschallreinigungsgerät der Elmasonic-Serie. Die Klammer aus Edelstahl wird hierzu einfach auf dem Boden des Reinigungskorbes verschraubt. Durch die Bogenfeder hat der Erlenmeyerkolben festen Halt in der Klammer und die Ultraschallreinigung läuft sicher ab.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich: Labor;Pharma

Farbe: silber

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 150;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300;Elmasonic Med 500;Elmasonic Med 900

Material: Edelstahl