



ELMA KÜHLSCHLANGE FÜR ELMASONIC MED/P

zur Senkung oder Stabilisierung der Temperatur

Artikelnummer: 206800

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: 240,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Kühlschlange von Elma wird mit den Ultraschallreinigungsgeräten der Elmasonic Med- und P-Reihe verwendet. Dazu wird die Edelstahl-Kühlschlange an einen Umlaufkühler (Kryostat) mit geschlossenem Kühlkreislauf angeschlossen und ermöglicht darüber die Senkung oder Stabilisierung der Prozesstemperatur im Ultraschallbad. Die Verwendung mehrerer Kühlschlangen parallel ist möglich.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300

Material: Edelstahl