



ELMA MODULARE KÖRBE

für Elmasonic Geräte

Artikelnummer: 207987

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

Preis: ab 45,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die hochwertigen Elmasonic Edelstahlkörbe sind mit ergonomischen Griffen aus Kunststoff ausgestattet, die einen sicheren und komfortablen Griff ermöglichen und den direkten Kontakt des Anwenders mit der Reinigungsschemie verhindern. Das Reinigungsgut wird mit dem Korb genau dort platziert, wo der Ultraschall seine beste Reinigungswirkung entfaltet - nur wenige Zentimeter direkt über dem Wannenboden. Zusätzlich wird es und die Ultraschallwanne selbst vor Abrieb geschützt. Der Behälter ist autoklavierbar, um optimale hygienische Bedingungen zu gewährleisten. Um zusätzliche Halterungen zu montieren, verfügen die Behälter über Bajonettöffnungen im Boden. Diese ermöglichen die einfache und sichere Befestigung von verschiedenen Halterungen wie beispielsweise dem Elma Pin oder einer

Silikonhalterung für Bodenkämme. Des Weiteren sind quadratische Öffnungen in den Seitenwänden des Behälters für die Montage von Silikonhalterungen vorhanden. Bei Bedarf sind zusätzliche Ebenen und Trennwände auf Anfrage erhältlich. Dadurch können Sie den Behälter individuell an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen und eine optimale Organisation und Aufbewahrung gewährleisten. Eine Übersicht finden Sie unter "Downloads & Datenblätter". Lassen Sie uns wissen, welche Artikel für Sie interessant sind. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Passend für: Elmasonic Med, Elmasonic P

Material: Edelstahl