



## ELMA REINIGUNGSGLAS MIT KUNSTSTOFFDECKEL UND GUMMIRING

für Elmasonic Ultraschallreinigungsgeräte

Artikelnummer: 206797

Hersteller: Elma Schmidbauer GmbH

**Preis: ab 14,40 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die Reinigungsgläser von Elma werden mit den Ultraschallreinigungsgeräten der Elmasonic-Reihe verwendet, um darin während der Reinigung Reinigungsgut aufzubewahren. Durch die Gläser können Teile gleichzeitig mit unterschiedlichen Chemikalien gereinigt werden, beim Entfernen abrasiver Substanzen oder beim Reinigen mit aggressiver Chemie (z.B. Säuren oder Laugen) sicher aufbewahrt werden. Die Gläser können hierzu direkt in den Reinigungskorb oder in Kombination mit einem Einsatzdeckel ins Ultraschallbad eingelassen werden. Die Gläser werden mit einem passenden Kunststoffdeckel sowie einem Gummiring geliefert, die zur leichteren Handhabung und Sicherheit beitragen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Passend für: Elmasonic Med 30;Elmasonic Med 60;Elmasonic Med 100;Elmasonic Med 120;Elmasonic Med 180;Elmasonic Med 300

Material: Glas;Kunststoff