



EMAG KORB FÜR EMMI-85HC

zur Aufnahme von Reinigungsgut

Artikelnummer: 206770

Hersteller-EAN: 4040513600775

Hersteller: EMAG

UVP: 80,57 €

Preis: 64,10 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Korb ist ein Original-Zubehörteil von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit dem Ultraschallreinigungsgerät Emmi-85HC und wird genutzt, um zu reinigende Kleinteile sicher aufzunehmen. Der Korb besteht aus stabilem Edelstahl, die Maschenweite beträgt zwölf mal zwölf Millimeter.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Innenmaße: 18 cm x 23 cm x 7,5 cm

Material: Edelstahl