



EMAG RUNDKORB FÜR KLEINTEILE

für Emmi Ultraschallgeräte, mit langer Halterung

Artikelnummer: 206777

Hersteller-EAN: 4040513600485

Hersteller: EMAG

UVP: 21,43 €

Preis: 17,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Rundkorb ist ein Original-Zubehörteil für die Ultraschallreinigungsgeräte von EMAG. Der Korb ist kompatibel mit allen gängigen Ultraschallgeräten und ermöglicht es, kleinste Teile wie Schmuck, Nieten, Muttern oder Münzen sicher zu reinigen. Die kleine Form und der lange Haltegriff machen die Nutzung handlich und angenehm. Dank der Halterung hält der kleine Korb auch perfekt im Gerät, kleine Teile werden so zusätzlich vor dem Herumrutschen bewahrt. Der robuste Edelstahlkorb von EMAG ist langlebig und gefahrlos mit vielen Materialien nutzbar.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 5 cm x 5 cm

Material: Edelstahl