



## **EURONDA ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT EUROSONIC MICRO, 0,5L**

mit Sweep-Mode-Technologie

Artikelnummer: 200456

Hersteller: Euronda

UVP: 257,00 €

**Preis: 211,64 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Das kompakte Ultraschallreinigungsgerät EUROSONIC Micro von Euronda wurde speziell zum Reinigen von kleinen Instrumenten entwickelt und ist sehr einfach in der Bedienung. Die Edelstahlwanne mit 500 Millilitern Fassungsvermögen ist ideal für kleine Materialien.

Der Reinigungszyklus läuft statisch zehn Minuten bei 30° C und erzielt hier durch die Sweep-Mode-Technologie hervorragende Reinigungsergebnisse. Hierbei schwankt die Frequenz der Wellen stetig um die Ausgangsfrequenz. Dadurch werden die Wellen überlagert und in mehrere Richtungen reflektiert. So wird letztlich die mechanische Wirksamkeit der Kavitation auf ein Maximum

erhöht, da die Wellen sich im gesamten Behälter ausbreiten. Das ermöglicht beste Reinigungsergebnisse.

Tipp: Für eine indirekte Reinigung oder Reinigung mit unterschiedlichen Lösungen kann ein Glasbecher mit Reinigungsgut in die gefüllte Wanne gestellt werden.

**Spezifikation:**

Art des Artikels: Ultraschallreinigungsgerät

Abmessungen Tx Bx H: 17 cm x 23,5 cm x 13 cm

Innenmaße: 8,3 cm x 15 cm x 6,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Stromversorgung: 230 V / 50-60 Hz

Leistung: 40 W

Farbe: weiß

Gewicht: 1 kg

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate

Kammervolumen: 0,5 Liter

geeignet für Textilien: Nein

geeignet für Hohlkörper: Ja

geeignet für Endoskope: Ja

VE-Wasseranschluss: Nein

Ablaufhahn: Nein