



EURONDA ZUBEHÖR-SET FÜR ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT EUROSONIC 4D

Korb, Deckel, Becherhalter, Becher

Artikelnummer: 200452

Hersteller: Euronda

UVP: 97,90 €

Preis: 78,06 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Zubehör-Set sorgt für eine optimale Benutzung des Ultraschallgerätes EUROSONIC 4D von Euronda. Das Set besteht aus einem Einhängerkorb aus Metall, einem transparenten Kunststoffdeckel, einem Glasbecher mit Fixierring mit 600 Milliliter Fassungsvermögen und dem dazugehörigen Becherhalter. Halter und Becher können beispielsweise für die indirekte Reinigung im Ultraschallbad oder zur gleichzeitigen Reinigung in unterschiedlichen Reinigungslösungen genutzt werden. Über den verschiebbaren Gummiring lässt sich die optimale Eintauchtiefe für den Becher in der Ultraschallwanne bestimmen. Durch den Deckel wird das Austreten von Spritzwasser und Aerosolpartikeln verhindert und außerdem die Aufheizzeit der Reinigungsflüssigkeit verkürzt, was Zeit und Strom bei der Nutzung einspart. Außerdem dämpft der Deckel das Arbeitsgeräusch während der Reinigung und seine Form verhindert ein Abtropfen von Flüssigkeit, die sich an der Deckelunterseite bildet. So ergeben sich durch die Nutzung des Zubehör-Sets viele Vorteile bei der Nutzung des Ultraschallgeräts; es werden bessere Reinigungsergebnisse trotz Zeit- und Stromersparnis erreicht, die Ultraschallwanne wird geschont, die Geräuschbelastung reduziert und das Arbeiten wird insgesamt hygienischer und flexibler.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für: Eurosonic 4D

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate