



EURONDA ZUBEHÖR-SET FÜR ULTRASCHALLREINIGUNGSGERÄT EUROSONIC ENERGY/3D

Korb, Deckel, Becherhalter, Becher

Artikelnummer: 200455

Hersteller: Euronda

UVP: 95,00 €

Preis: 75,74 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Passend für die Euronda-Modelle EUROSONIC Energy und EUROSONIC 3D. Das Zubehör-Set sorgt für optimale Nutzung des Ultraschallgerätes. Das Set besteht aus einem Edelstahlkorb, einem transparenten Kunststoffdeckel, einem Glasbecher mit Fixierring mit 600 Milliliter Fassungsvermögen und dem dazugehörigen Becherhalter, der Platz für zwei Becher bietet. Halter und Becher können beispielsweise für die indirekte Reinigung im Ultraschallbad oder zur gleichzeitigen Reinigung in unterschiedlichen Reinigungslösungen genutzt werden, z.B. bei Prothesen und Nervkanalbohrern.

Über den verschiebbaren Gummiring lässt sich die optimale Eintauchtiefe für den Becher in der Ultraschallwanne bestimmen. Durch den Deckel wird das Austreten von Spritzwasser und Aerosolpartikeln verhindert und außerdem die Aufheizzeit der Reinigungsflüssigkeit verkürzt, was Zeit und Strom bei der Nutzung einspart. Außerdem dämpft der Deckel das Arbeitsgeräusch während der Reinigung und seine Form verhindert ein Abtropfen von Flüssigkeit, die sich an der Deckelunterseite bildet. So ergeben sich durch die Nutzung des Zubehör-Sets viele Vorteile bei der Nutzung des Ultraschallgeräts; Sie sparen Zeit und Energie, es kann parallel mit verschiedenen Flüssigkeiten gereinigt werden, die Geräuschbelastung wird reduziert und das Arbeiten wird insgesamt hygienischer und flexibler.

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für: Eurosonic 3D;Eurosonic Energy

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 24 Monate