



3-WEGE-VERTEILER ANSCHLUSS 3/4 ZOLL

flachdichtend, Kugelhähne einzeln absperrbar

Artikelnummer: 206133

Preis: 54,03 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der 3-Wege-Verteiler kann genutzt werden, um drei Zulaufschläuche an einen Kaltwasseranschluss anzuschließen, beispielsweise um zwei Geräte und eine Wasseraufbereitungsanlage am selben Anschluss anzubringen. Das 3/4 Zoll große Innengewinde (ca. 24,5 mm) mit Dichtungsring und die drei Außengewinde mit 3/4 Zoll und Absperrkugelhähnen erweitern die Anschlussvoraussetzungen in Ihrer Praxis.

Dank der Absperrkugelhähne an den drei Außengewinden können die Anschlüsse je nach Bedarf unabhängig voneinander gesperrt oder geöffnet werden. Die Arbeit wird so für Sie deutlich flexibler einteilbar. Der Anschluss erfolgt flachdichtend mit einer Drehmutter, der massive 3-Wege-Verteiler ist aus vernickeltem Messing, langlebig und stabil. Auch hohe Wasserdrücke und Heißwasseranschlüsse sind kein Problem.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Zubehör

Abmessungen Tx Bx H: 8,5 cm x 17 cm x 4 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O