



EINSATZ FÜR ROTIERENDE INSTRUMENTE

für Thermodesinfektoren

Artikelnummer: 207003

Hersteller: Melag

UVP: 58,00 €

Preis: 50,27 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser MELAG Einsatz ist für die sichere Aufnahme von rotierenden Instrumenten im MELAtherm gedacht. Es passen z.B. Bohrer mit den Schaftdurchmessern von 1,6 mm und 2,35 mm hinein. Für jeweils bis zu 19 Stück davon ist hier Platz. Der Einsatz kann nur in Kombination mit dem Kleinteilebehälter Komfort (Hersteller Artikel Nr. ME80001) benutzt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell