




EINSATZGESTELL UNIVERSAL FLEX 3

für Thermodesinfektoren

Artikelnummer: 207005

Hersteller: Melag

UVP: 285,00 €

Preis: 237,51 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Das Einsatzgestell Universal Flex 3 ist perfekt geeignet für die Reinigung und Desinfektion von bis zu zwölf MELAstore Trays 50, sechs MELAstore Trays 100, fünf MELAstore Trays 200 oder fünf Siebkassetten. Dabei können die Haltebügel für eine individuelle Bestückung mit anderen Wash-Trays flexibel versetzt und ergänzt werden. Dieses Gestell nimmt ein 3/6 Segment im Basiskorb des MELAtherm ein. Um auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer Praxis eingehen zu können, bietet MELAG dieses Einsatzgestell in drei Größen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell