



EURONDA KORB MIT INJEKTORSCHIENE FÜR HOHLKÖRPER UND SCHLÄUCHE

passend für EUROSafe 60, inkl. Zubehör

Artikelnummer: 200468

Hersteller: Euronda

UVP: 449,00 €

Preis: 392,88 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Edelstahl-Spülkorb ermöglicht eine effiziente Reinigung von Hohlkörperinstrumenten im EUROSafe 60 von EURONDA. Es können gleichzeitig mehrere Kanülen, Schläuche und andere Instrumente aufbereitet werden. Der separate Spül- und Trocknungskanal ermöglicht eine effiziente Innenreinigung von Hohlräumen.

In der Anschlussschiene sind bereits vier Aufnahmen für Hand- und Winkelstücke, vier Spüldüsen für Hohlkörperinstrumente und zwei Schlauchanschlüsse integriert, die Aufnahmen für Hand- und Winkelstücke lassen sich leicht für die Reinigung von ZEG-Spitzen umrüsten. Außerdem lässt

sich die Schiene leicht mit weiteren Spüleinsätzen ergänzen. Nicht verwendete Anschlüsse lassen sich mit beiliegenden Silikonstopfen nach Bedarf verschließen, so geht kein Spüldruck verloren und die Reinigung ist nach wie vor optimal gewährleistet.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: Eurosafe 60

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate