



HUPFER SIEBKORB MIT LOCHBLECHWANDUNG, TROCKENES SIEB

mit Fallgriffen, keine Bildung von Kondenswasser

Artikelnummer: 206874

Hersteller: Hupfer

Preis: ab 90,19 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Siebkörbe von Hupfer werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und erfüllen strengste Sicherheitsanforderungen für sicheren Arbeitsalltag in Klinik und Labor. Sorgfältige Verarbeitung ohne scharfe Kanten und Spitzen schützt sowohl Instrumente und Weichverpackungen als auch das Personal. Die robuste Konstruktion sorgt für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit. Die Hupfer Siebkörbe (Trockenes Sieb) zeichnen sich durch die Ausführung ohne Bodenrahmen aus, die die Bildung von Kondenswasser reduziert. Die breitflächige Gewichtsverteilung sorgt für optimalen Schutz der Weichverpackung und das fein perforierte, gratfreie Lochblech schützt vor Durchstoßen feiner und spitzer Instrumente. Der Oberrahmen ist fest mit dem Lochblech verschweißt und sorgt so für Stabilität und Langlebigkeit. Die

Herstellung aus elektrolytisch poliertem Edelstahl sorgt für Hygiene und Reinigungsfreundlichkeit, die innenliegenden Fallgriffe an den Stirnseiten machen die Handhabung besonders einfach. Der Siebkorb hat eine Maschenweite von sechs mal sechs Millimetern.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Labor;Pharma;Klinik

Farbe: silber

Material: Edelstahl