




HUPFER SPÜLKORB FÜR THERMODESINFEKTOREN

in verschiedenen Größen

Artikelnummer: 203300

Hersteller: Hupfer

Preis: ab 83,49 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Spülkörbe von Hupfer in unterschiedlichen Größen bestehen aus hochwertigem Edelstahldraht. Sie werden zur Aufnahme von Instrumenten, Optiken und Zubehörteilen während des Reinigungsprozesses genutzt. Der fest montierte Deckel und das feinmaschige Edelstahlgewebe sorgen für den benötigten Schutz der Kleinteile während der Aufbereitung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter