



## **MELAG ADAPTER FÜR EMS AIR-FLOW HANDY 3.0**

für Careclave, MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 207922

Hersteller: Melag

**Preis: 135,72 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Adapter von MELAG eignet sich für die Handstücke AIR-Flow Handy 3.0 von EMS, z.B. EMS EL-540 (Handy 3), EL-542 (Handy 3.0 PERIO), EL-545 (Handy 3.0 PLUS). Verwendbar mit dem Basiskorb mit Injektorschiene und Zentralfilter von MELAG (Art.-Nr. 204211 oder 200215), dem Basiskorb mit Injektorschiene (Art.-Nr. 200049) und zusätzlichem Einzelfiltergehäuse (Art.-Nr. 200325) sowie dem Injektorkorb Flex 1 (Art.-Nr. 200218).

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Adapter