



MELAG ADAPTER FÜR SIRONA CLASSIC

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200223

Hersteller: Melag

UVP: 91,00 €

Preis: 79,08 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Adapter für Sirona Classic wird im MELAtherm 10 eingesetzt. Der Adapter dient der Aufnahme von Hand- und Winkelstücken der Classic Serie der Firma Sirona für die maschinelle Aufbereitung. Hierzu wird der Adapter auf einen Anschluss der Injektorschiene mit Zentralfilter oder ein Einzelfiltergehäuse geschraubt und das Instrument aufgesteckt.

Hinweis: Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende blaue Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 203145.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate