



## MELAG ADAPTER FÜR SIRONA TURBINEN

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200225

Hersteller: Melag

UVP: 77,00 €

**Preis: 66,24 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Adapter wird für die Aufnahme von Sirona Turbinen im MELAtherm 10 eingesetzt. Für die Aufbereitung wird der Adapter auf einen Anschluss der Injektorschiene mit Zentralfilter oder ein Einzelfiltergehäuse geschraubt, das Instrument wird einfach aufgesteckt.

Hinweis: Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende blaue Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 203145.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate