



## MELAG ADAPTER FÜR ZEG-SPITZEN M3,0 X 0,5 MM, AUßENGEWINDE

für MELAtherm 10 oder Carebox Green

Artikelnummer: 200219

Hersteller: Melag

UVP: 50,00 €

**Preis: 43,33 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Adapter für ZEG-Spitzen M3,0 x 0,5 mm mit Außengewinde wird im MELAtherm 10 oder der Carebox Green des Careclave eingesetzt. Der Adapter dient der Innenreinigung von Ultraschall- und Luftscalerspitzen und wird hierzu auf einen Anschluss des Injektorkorbs Flex 1, des Einzelfiltergehäuses oder direkt auf die Injektorschiene mit Zentralfilter geschraubt. Der Adapter ist beispielsweise kompatibel mit KaVo SONOsoft und PiezoLUX, EMS Piezon Swiss Instruments, W&H Piezo Scaler, Komet PiezoLine EM1, KA2 und NSK Varios EMS.

Hinweis: Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende grüne Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 200331.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate