



MELAG ADAPTER FÜR ZEG-SPITZEN M3,5 X 0,6 MM, INNENGEWINDE

für MELAtherm 10 oder Carebox Green

Artikelnummer: 200220

Hersteller: Melag

UVP: 50,00 €

Preis: 48,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Adapter für ZEG-Spitzen M3,5 x 0,6 mm mit Innengewinde wird im MELAtherm 10 oder der Carebox Green des Careclave eingesetzt. Der Adapter dient der Innenreinigung von Ultraschall- und Luftscalerspitzen und wird hierzu auf einen Anschluss des Injektorkorbs Flex 1, des Einzelfiltergehäuses oder direkt auf die Injektorschiene mit Zentralfilter geschraubt. Der Adapter ist kompatibel mit Sirona SIROSON, SIROSONIC und PerioSonic, Komet PiezoLineSI1 und Dürr Vector Scaler.

Hinweis: Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende grüne Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 200331.

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate