



## **MELAG ADAPTER FÜR ZEG-SPITZEN M3,6 X PH1,5 P0,5 MM, INNENGEWINDE**

für MELAtherm 10 oder Carebox Green

Artikelnummer: 200326

Hersteller: Melag

UVP: 50,00 €

**Preis: 43,33 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Adapter für ZEG-Spitzen M3,6 x PH1,5 P0,5 mit Innengewinde wird im MELAtherm 10 oder der Carebox Green des Careclave eingesetzt. Der Adapter dient der Innenreinigung von Ultraschall- und Luftscalerspitzen und wird hierzu auf einen Anschluss des Injektorkorbs Flex 1, des Einzelfiltergehäuses oder direkt auf die Injektorschiene mit Zentralfilter geschraubt. Der Adapter ist kompatibel mit KaVo SONICflex quick 2008.

Hinweis: Wird der Adapter nicht mit einem Instrument bestückt, muss er mit einer Silikon-Verschlusskappe verschlossen werden. Eine passende grüne Kappe finden Sie unter der Art.-Nr. 200331.

### **Spezifikation:**

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb  
Max-Berk-Str. 3  
69226 Nussloch  
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90  
Telefax: 06224 98960 99  
www.steri-shop.de  
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Dental;KfO;MKG

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate