



## **MELAG ADAPTER (MÄNNLICH) FÜR LUER-LOCK**

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200094

Hersteller: Melag

UVP: 48,00 €

**Preis: 40,52 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Adapter (männlich) für Luer-Lock ist ein Zubehörteil für die Instrumentenaufbereitung im MELAtherm 10. Er hat ein M8x1 Gewinde. Der Adapter ermöglicht die Reinigung von Instrumenten und Kanülen mit Luer-Lock-Anschluss (weiblich). Hierzu wird der Adapter auf einen Anschluss der Injektorschiene, des Einzelfiltergehäuses, des Zweifachverteilers oder des Dreifachverteilers geschraubt und festgezogen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Adapter

Fachbereich: Chirurgie;Orthopädie;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

ELMA Elmasonic Med: 6669