



MELAG AUFSATZ FÜR NASENSPEKULA FLEX 1

für MELAtherm 10, inkl. 2 Halteklammern

Artikelnummer: 200078

Hersteller: Melag

UVP: 121,00 €

Preis: 101,01 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Aufsatz für Nasenspekula Flex 1 dient speziell der Aufbereitung von Nasenspekula im MELAtherm 10. Der Aufsatz wird in Verbindung mit den Flexkörben 1, 2 oder 3 genutzt. Dafür wird der Aufsatz auf einen der Körbe aufgesetzt und mit den Halteklammern fixiert. Die Nasenspekula werden mit den Griffenden so in die Zwischenräume des Aufsatzes gestellt, dass die Arbeitsenden geöffnet sind. Pro Aufsatz können so je nach Größe neun bis zwölf Nasenspekula aufbereitet werden.

Hinweis: Die Instrumente müssen zur Aufbereitung gemäß Herstellerangaben zerlegt werden.

Hinweis: Die Größe des Aufsatzes entspricht 1/6 des Basiskorbes.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich: HNO

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 12 Nasenspekula