



## **MELAG AUFSATZ FÜR OHRTRICHTER FLEX 3**

für MELAtherm 10, bis zu 96 Ohrtrichter

Artikelnummer: 200077

Hersteller: Melag

UVP: 158,00 €

**Preis: 136,03 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Aufsatz für Ohrtrichter Flex 3 dient zur Aufbereitung von Ohrtrichtern im MELAtherm 10. Der Aufsatz wird in Kombination mit den Flexkörben 1, 2 oder 3 genutzt und dafür auf den Korb aufgesetzt und kann so auch als Deckel genutzt werden. Die Flexkörbe können mit den Aufsätzen nach Belieben teilbestückt oder übergreifend verwendet werden, so kann z.B. ein Aufsatz auf drei Flexkörbe 1 gesetzt werden.

In den Aufsatz mit 20 Millimetern Maschenweite werden bis zu 96 Ohrtrichter mit der spitzen Seite nach unten in die Zwischenräume gehängt und so zuverlässig gereinigt. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass sich die Ohrtrichter nicht gegenseitig berühren.

Hinweis: Die Größe des Aufsatzes entspricht 3/6 des Basiskorbes.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich: HNO

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 96 Ohrtrichter