



MELAG AUSLAUFHAHN FÜR 5L-KANISTER

passend für MELAG Prozessmedien

Artikelnummer: 115419

Hersteller: Melag

Preis: 24,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Auslaufhahn von MELAG passt perfekt zu den Fünf-Liter-Kanistern für Prozessmedien von MELAG. Der Auslaufhahn kann bequem selbst auf MEtherm 50, 55 oder 56 aufgeschraubt werden, sollte der vorhandene Auslaufhahn nicht mehr funktionstüchtig sein. Die Prozessmedien sind so schnell wieder für den Praxisbetrieb verfügbar und das Gerät wieder voll einsatzfähig.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß;rot

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate