



MELAG BASISKORB MIT INJEKTORSCHIENE & CLEANFINITY

passend für MELAtherm 10

Artikelnummer: 204211

Hersteller: Melag

UVP: 1.309,00 €

Preis: 1.134,46 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Basiskorb mit Injektorschiene & Cleanfinity | MELAG

passend für MELAtherm 10

Der Basiskorb mit dem neu entwickelten Cleanfinity-Filter wird mit 5 Injektordüsen und Klemmfedern, sowie 6 Verschlusschrauben ausgeliefert.

Der neu entwickelte Cleanfinity Filter von MELAG ist die dauerhafte Filter-Lösung für die Injektorschiene im Basiskorb Ihres MELAtherm 10 Thermodesinfektors. Durch die eingebaute Kontrollanzeige, erkennen Sie einfach ob der Filter zu reinigen ist (Wenn der Stift der Kontrollanzeige nicht auslöst, muss der Filter gereinigt werden). Der Cleanfinity ist ein wiederverwendbarer Filter, der durch die mitgelieferte Bürste einfach gereinigt und somit dauerhaft genutzt werden kann.

Dieser Basiskorb mit Injektorschiene und Zentralfilter ist aufgrund des

Zentralfilters nicht für den Einsatz in der Ophthalmologie zugelassen.

VE enthält 1 Stück

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter