



MELAG CARE OIL SPRAY ADAPTER

für die manuelle Pflege von Übertragungs- und Gelenkinstrumenten

Artikelnummer: 207925

Hersteller: Melag

Preis: 9,35 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Eine korrekte Pflege spart Zeit, Geld und Ärger. Das hochwertige Care Oil Spray von MELAG ermöglicht deshalb eine manuelle Intensiv-Pflege Ihrer Übertragungs- und Gelenkinstrumente mit vielen Vorteilen. Das vollsynthetischen Pflege-Öl ist sparsam im Verbrauch: Eine Dose reicht für bis zu 200 Pflegezyklen. Für die einfache Handhabung sind vielseitige Adapter für hoch und- niedertourige Winkelstücke, Turbinen, Luftmotoren, Spannzangen und Gelenkinstrumente verfügbar.

Sie können zwischen vier verschiedenen Varianten wählen:

- Adapter für ISO-Kupplung
- Adapter für Turbinen Sirona-Kupplung
- Adapter für Turbinen MULTIflex-Kupplung

- Adapter für Spannzangenpflege

Spezifikation:

Art des Artikels: Adapter