



MELAG EINSATZGESTELL FÜR 4 MELASTORE-TRAYS

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 200056

Hersteller: Melag

UVP: 195,00 €

Preis: 165,75 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieses Einsatzgestell von MELAG ermöglicht es Ihnen, den Basiskorb während der Reinigung im MELAtherm 10 nach Ihren Bedürfnissen zu befüllen. Das Einsatzgestell bietet verschiedene Beladungsmöglichkeiten, um sich Ihrem Zweck anzupassen. Sie können bis zu vier MELAstore-Trays 100 oder 200 darin verstauen oder vier Siebkassetten mit Trenneinlage und Durchstechschutz. So nutzen Sie den Platz Ihres Basiskorbes während der Reinigung optimal aus und sparen Zeit und Aufwand.
Hinweis: Die Größe des Einsatzgestells entspricht 3/6 längs des Basiskorbes.

Spezifikation:

Art des Artikels: Gestell

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate