



MELAG FLE XKORB 2

Instrumentenkorb für MELAtherm 10 und für MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 200068

Hersteller: Melag

UVP: 245,00 €

Preis: 209,54 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Flexkorb 2 ist Teil des Flex-Systems für stapelbare Körbe und Einsatzgestelle von MELAG und speziell konzipiert für die Verwendung mit dem Basiskorb im MELAtherm 10. Die Flexkörbe (1, 2, 3, 6) können untereinander variabel kombiniert und (in maximal zwei Ebenen) gestapelt werden. Im Flexkorb werden liegende Instrumente gereinigt, beispielsweise Pinzetten, Scheren und Spiegel.

Hinweis: Aufsätze für stapelbare Flexkörbe können zusätzlich verwendet werden.

Hinweis: Die Größe des Flexkorbes entspricht 2/6 längs des Basiskorbes.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Abmessungen Tx Bx H: 24 cm x 14,5 cm x 6 cm (innen)

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate