



MELAG FLE XKORB SPEKULA FÜR MELATHERM 10

3/6 des Basiskorbs, Instrumentenkorb für gynäkologische Spekula

Artikelnummer: 200071

Hersteller: Melag

UVP: 303,00 €

Preis: 260,89 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Flexkorb Spekula ist Teil des Flex-Systems für stapelbare Körbe und Einsatzgestelle von MELAG und speziell konzipiert für die Verwendung im MELAtherm 10. Der Korb wird direkt in den Basiskorb eingesetzt. Es können auch bis zu zwei Flexkörbe Spekula nebeneinander auf den Flexkorb 6 gestapelt werden.

Im Flexkorb können bis zu acht Kristeller Spekula oder bis zu 16 Cusco / Semm Spekula gleichzeitig aufbereitet werden. Vermeiden Sie hierbei ungünstige Beladungen, da dadurch das Reinigungsergebnis beeinträchtigt werden kann.

Hinweis: Die Größe des Flexkorbes entspricht 3/6 des Basiskorbes.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Fachbereich: Gynäkologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate

Beladungsmenge: 8 Kristeller Spekula;16 Cusco/Semm Spekula