



MELAG HEPA-FILTER

für MELAtherm 10 (Evolution) und Cooling Box

Artikelnummer: 114192

Hersteller: Melag

Preis: 54,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der HEPA-Filter (Schwebstofffilter) wird zur Abscheidung von Schwebstoffen in der MELAtherm 10/MELAtherm 10 Evolution und der Cooling Box des Careclave genutzt. Das Ersatzteil kann verwendet werden, wenn zeitgemäßer Verschleiß vorliegt. Durch den Austausch verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Gerätes und sorgen wieder für volle Funktionsfähigkeit für beste Ergebnisse.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: schwarz

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Passend für Sterilisator: Careclave

Garantielaufzeit: 12 Monate