



MELAG KERAMIK-FILTERSCHEIBEN FÜR INJEKTORSCHIENE

für MELAtherm 10, Zehnerpack

Artikelnummer: 200086

Hersteller: Melag

UVP: 83,00 €

Preis: 71,93 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Keramik-Filterscheiben von MELAG sind spezielles Zubehör für die Injektorschiene des Basiskorbes im MELAtherm 10. Bei Hohlkörperinstrumenten mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,8 Millimetern ist der Einsatz von Filterelementen erforderlich. Hierfür kann eine Filterscheibe ins Einzelfiltergehäuse, in den Dreifachverteiler oder den Universal-Adapter eingesetzt werden.

Die Filterscheibe muss in regelmäßigen Intervallen ausgetauscht werden, da sich Schmutzpartikel ansetzen. Daher muss die benutzte Scheibe alle zwei Wochen bzw. spätestens nach 20 Zyklen gegen eine neue ausgewechselt werden. Hierbei müssen auch die Zyklen mitgezählt werden, in denen keine

Instrumente auf die Adapter gesetzt werden. Vor dem Einsetzen einer neuen Filterscheibe muss diese kurz unter fließendem Wasser ab gespült und der Adapter gründlich vorzugsweise mit Druckluft von eventuellen Schmutzpartikeln befreit werden.

Hinweis: Die Keramik-Filterscheibe ist nicht für die Wiederaufbereitung geeignet, d.h. sie muss nach Ablauf der genannten Austauschintervalle fachgerecht entsorgt werden.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Keramik

Garantielaufzeit: 12 Monate