



## **MELAG SILIKONSTEG NIEDERHALTER FÜR MELASTORE-TRAYS**

individuell im MELAstore Tray 50 oder 100 einsetzbar

Artikelnummer: 208666

Hersteller: Melag

**Preis: 25,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die MELAG Silikonstege für MELAstore Tray 50 oder 100 können je nach Bedarf individuell verwendet werden. Einzelne Silikonstege können durch Abschneiden separiert und einzeln eingesetzt werden. Der Silikonsteg Niederhalter wird im Deckel des MELAstore Trays platziert, um die Instrumente besonders in Verbindung mit dem Silikonsteg Wellenprofil flexibel und sicher zu fixieren.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Zubehör

Farbe: blau

Material: Silikon