



MELAG SPÜLHÜLSE FÜR MELATHERM 10

inkl. Verlängerung, für Instrumente mit Ø 2-11 mm

Artikelnummer: 200091

Hersteller: Melag

UVP: 126,00 €

Preis: 109,20 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Spülhülse ermöglicht die Reinigung von Hohlkörperinstrumenten, die keine genormten Gewinde haben, im MELATHERM 10. Mit der Hülse lassen sich Instrumente mit Außendurchmessern zwischen zwei und elf Millimetern zuverlässig aufbereiten und es wird sichergestellt, dass diese auch von innen gereinigt, desinfiziert und getrocknet werden. Für jeden benötigten Durchmesser kann der passende Einsatzring genutzt werden, so lässt sich die Spülhülse auf viele Instrumente anpassen.

Die Spülhülse wird zur Anwendung auf einen Anschluss der Injektorschiene geschraubt oder über eine Schlauchverlängerung mit der Schiene verbunden und in einen Flexkorb gelegt. Das Instrument wird mit der Schaftseite voran in

die Spülhülse gesteckt.

Ebenfalls enthalten ist eine Spülhülsenverlängerung, die zur Aufbereitung von langen Hohlkörperinstrumenten ohne definierte Anschlussmöglichkeit dient. Dazu gehören beispielsweise starre Endoskope und magnetostriktive Aufsätze. Die Verlängerung wird zur Aufbereitung einfach zwischen die Spülhülse und deren Schaft geschraubt.

Hinweis: Sollen Hohlkörperinstrumente mit einem Innendurchmesser von weniger als 0,8 Millimetern aufbereitet werden, ist eine Feinfilterung der Waschflotte erforderlich. Die Spülhülse darf hier ausschließlich mit dem Einzelfiltergehäuse oder dem Zentralfilter betrieben werden!

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: silber

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Edelstahl

Garantielaufzeit: 12 Monate