



## **MELAG VORRATSBEHÄLTER FÜR KLARSPÜLER 1 LITER**

für MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution

Artikelnummer: 114973

Hersteller: Melag

**Preis: 19,00 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Der Kunststoff-Vorratsbehälter ist passend für MELAtherm 10 und MELAtherm 10 Evolution und findet dort Platz in der integrierten Prozessmedienaufnahme-Schublade. Der Kanister fasst ein Volumen von einem Liter Klarspüler und ist damit besonders passend für den MELAG Klarspüler MEtherm 60, der in einer Verpackungsgröße von 940 Millilitern erhältlich ist. Durch den Vorratsbehälter sind Sie immer vorsorglich ausgestattet und müssen im Zweifelsfall Ihre Praxisarbeit nicht unterbrechen.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate