



MELAG VORRATSBEHÄLTER FÜR REINIGER/NEUTRALISATOR, 5 L

für MELAtherm 10

Artikelnummer: 114974

Hersteller: Melag

Preis: 25,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Kunststoff-Vorratsbehälter ist passend für MELAtherm 10 und ermöglicht eine platzsparende Vorratshaltung von Reiniger und Neutralisator. Der Kanister fasst fünf Liter und ist somit speziell zugeschnitten auf die Prozessmedien MEtherm 50, MEtherm 55 und MEtherm 56 von MELAG. Durch den Vorratsbehälter haben Sie immer eine Reserve an Reiniger oder Neutralisator, sind somit vorsorglich ausgestattet und müssen im Zweifelsfall Ihre Praxisarbeit nicht unterbrechen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Ersatzteil

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;KfO;HNO;MKG;Ophthalmologie

Farbe: weiß

Passend für RDG: MELAtherm 10;MELAtherm 10 Evolution

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate