



STERI-TECH VERSANDKARTON FÜR IONENAUSTAUSCHER-PATRONEN

stabil und mehrfach verwendbar

Artikelnummer: 206357

Hersteller: SteriTech

Preis: 10,00 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Dieser Versandkarton wird für den sicheren Versand von Ionenaustauscher-Patronen genutzt, die zur regelmäßigen Regeneration zu Steri-Tech eingeschickt werden. Der stabile passgenaue Karton kann aufgrund seiner robusten Fertigungsweise mehrmals verwendet werden. Die einmalige Anschaffung ermöglicht so die Abwicklung von mehreren Patronenregenerationen für Ihre Praxis.

Nach ihrer Beauftragung der Patronenregeneration bei uns per Shopbestellung, Telefon oder Fax-Bestellschein melden wir uns bei Ihnen, um den gewünschten Abholtag zu vereinbaren. Zu diesem Termin packen Sie die zu regenerierende Patrone bitte in den Versandkarton und stellen Sie am vereinbarten Tag bereit.

Nachdem Ihre Patrone bei uns vom Versanddienstleister abgegeben wurde, regenerieren wir diese bei uns vor Ort persönlich. Dazu wird das verbrauchte Filterharz aus der Patrone entnommen, der Behälter gründlich gespült und anschließend mit frischem regeneriertem Filterharz befüllt. Danach senden wir die Patrone auf schnellstem Weg in Ihrem eigenen Versandkarton zu Ihnen zurück und eine zuverlässige Aufbereitung mit demineralisiertem Wasser ist wieder gewährleistet. Das durch Ihren Ionenaustauscher produzierte Reinstwasser weist anschließend wieder eine Leitfähigkeit von unter 0,1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ auf.

Spezifikation:

Art des Artikels: Zubehör

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP