



## **1/2 CONTAINER-WANNE UNGELOCHT SILBER /297 X 274 X 138 MM**

aus Aluminium

Artikelnummer: 204502.00003

Name der Variante: 297 x 274 x 138 mm

Hersteller: Ermis

**Preis: 173,04 € zzgl. MwSt.**

### **Beschreibung:**

Die ungelochten Aluminium-Container-Wannen von Ermis werden für die Dampfsterilisation genutzt und sind Teil der E-Standardserie. Die farblich passenden Deckel ermöglichen eine individuelle und optimale Sterilgutlagerung. Die verstärkten Seitenwände geben der Wanne zusätzliche Stabilität, der langlebige Edelstahl trägt ebenfalls zur robusten Fertigung bei.

### **Spezifikation:**

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 29,7 cm x 27,4 cm x 13,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate