



1/2 CONTAINER-WANNE UNGELOCHT SILBER /297 X 274 X 88 MM

aus Aluminium

Artikelnummer: 204502.00001

Name der Variante: 297 x 274 x 88 mm

Hersteller: Ermis

Preis: 156,65 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die ungelochten Aluminium-Container-Wannen von Ermis werden für die Dampfsterilisation genutzt und sind Teil der E-Standardserie. Die farblich passenden Deckel ermöglichen eine individuelle und optimale Sterilgutlagerung. Die verstärkten Seitenwände geben der Wanne zusätzliche Stabilität, der langlebige Edelstahl trägt ebenfalls zur robusten Fertigung bei.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 29,7 cm x 27,4 cm x 8,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate