



3MACH MULTI-SYSTEMKORB

verschiedene Größen zur Auswahl

Artikelnummer: 207103

Hersteller: 3mach

Preis: ab 139,35 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Multi-Systemkörbe von 3mach sind sehr leicht und stapelbar. Sie sind in Kombination mit allen RDGs verwendbar. Sie ermöglichen eine gepufferte Lagerung und effiziente Produktrocknung. Die Körbe aus Edelstahl verfügen über änderbare Halterungselemente und sind für den Einsatz mit feinen Instrumenten geeignet. Sie besitzen zwischen den Noppen und Halterungsteilen Durchbrüche, um eine bessere Spülleistung zu erreichen. Die Noppenbänder aus Silikon sind dehnbar und passen sich so Ihrem Platzbedarf an. Dieses Produkt verfügt über eine CE-Kennzeichnung.

Spezifikation:

Art des Artikels: Korb/Behälter

Passend für: Alle RDGs

Material: Edelstahl;Silikon