



ERMIS 1/1 CONTAINER-DECKEL GELOCHT

in verschiedenen Farben

Artikelnummer: 204510

Hersteller: Ermis

Preis: 372,75 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der gelochte Aluminium-Deckel von Ermis ist Teil der ER-Standardserie von Sterilcontainern. Der Deckel passt zu den 1/1-Containern und wird mit Einmal-Papierfiltern, Textilfiltern oder PTFE-Dauerfiltern (für bis zu 1200 Sterilisationszyklen) genutzt. Für den 1/1-Container-Deckel werden zwei Filter benötigt. Der integrierte Sicherheitsdeckel optimiert Ihre Sterilisation. Die Deckeldichtungen sind nicht eingeklebt und können bei Bedarf einfach und schnell ohne Werkzeug gewechselt werden. Im Deckelinneren sorgen verstärkte Stifte für besonders langlebigen Einsatz der Filterhalterung. Der Deckel ist in den Farben grau, gelb, rot, blau, grün, schwarz und dunkelgrau verfügbar und unterstützt so bei der Ordnung und Organisation im Arbeitsalltag.

Spezifikation:

Steri-Tech GmbH Sterilisatoren und Desinfektoren Vertrieb
Max-Berk-Str. 3
69226 Nussloch
Deutschland

Telefon: 06224 98960 90
Telefax: 06224 98960 99
www.steri-shop.de
info@steri-shop.de

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 58,5 cm x 27,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate