



ERMIS 3/4 STANDARD-CONTAINER-DECKEL GELOCHT

in verschiedenen Farben

Artikelnummer: 204515

Hersteller: Ermis

Preis: 204,44 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der gelochte Aluminium-Deckel von Ermis ist Teil der E-Standardserie von Sterilcontainern. Der Deckel passt zu den 3/4-Containern und wird mit Einmal-Papierfiltern oder PTFE-Dauerfiltern (für bis zu 1200 Sterilisationszyklen) genutzt. Für den 3/4-Container-Deckel werden zwei Filter benötigt. Der Deckel ist in den Farben grau, gelb, rot, blau, grün und schwarz verfügbar und unterstützt so bei der Ordnung und Organisation im Arbeitsalltag.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 46,2 cm x 27,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: silber

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate