



ERMIS PTFE DAUERFILTER 215X95 MM

passend für Mini- und Dental Container

Artikelnummer: 207947

Hersteller: Ermis

Preis: 36,27 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der PTFE-Dauerfilter von Ermis wird mit den Mini- und Dental Containern von Ermis genutzt. Der Dauerfilter hat die Abmessungen von 215x95 mm und kann für bis zu 1200 Sterilisationszyklen genutzt werden. So sparen Sie langfristig Kosten und auch Zeit im Praxisalltag, die normalerweise für den Filterwechsel anfallen würde.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Material: PTFE