



EURONDA EUROBOX STERILISIERCONTAINER L

für normenkonforme Dampfsterilisation nach DIN EN 868-8

Artikelnummer: 200530.00003

Name der Variante: L 31,2 cm x 18,9 cm x 9,8 cm

Hersteller: Euronda

UVP: 299,00 €

Preis: 280,31 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der Eurobox L Sterilisiercontainer von EURONDA dient der Aufbereitung und sterilen Lagerung von Instrumentensets. Es ist keine zusätzliche Verpackung in Sterilisierbeuteln erforderlich, was Material und Aufwand und somit Kosten im Praxisalltag spart.

Die Sterilisierbox besteht aus einer geschlossenen Wanne und einem gelochten Deckel mit Scharnieren. In den Deckel lässt sich zur Aufrechterhaltung der Sterilität ein Papierfilter (zum Einmalgebrauch) oder ein Teflonfilter (Mehrmalgebrauch) einspannen. Der Filterwechsel kann schnell über einen praktischen Schnellverschluss bewerkstelligt werden. Die Stirnseite des

Deckels bietet zusätzlich einen Etikettenaufnahme für die Sterilgutkennzeichnung. Die Sicherung mit Kunststoffplomben gewährleistet die Sterilität der Instrumente und dient gleichzeitig der Dokumentation für die sterile Lagerung.

Durch die Nutzung der Eurobox sorgen Sie für sicheren Transport und sterile Aufbewahrung Ihrer Instrumente und eine einfache, komfortable Handhabung im Praxisalltag. Die Box ist viele Jahre verwendbar, sie sparen Folienabfall, Zeit und Kosten und nutzen die Sterilisationskapazität im Autoklaven optimal aus.

Hinweis: Eurobox Sterilisiercontainer sind geeignet für normenkonforme Dampfsterilisation nach DIN EN 868-8.

Spezifikation:

Art des Artikels: Sterilisierbehälter

Abmessungen Tx Bx H: 31,2 cm x 18,9 cm x 9,8 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: silber

Passend für Sterilisator: E9 Next 18 Liter;E8 18 Liter;E10 18 Liter;E9 Next 22 Liter;E8 22 Liter;E10 22 Liter

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 24 Monate