



MELAG DAUERFILTER FÜR MELASTORE-BOX, 2 STÜCK

für den dauerhaften Einsatz (bis zu 1000 Zyklen)

Artikelnummer: 200205

Hersteller: Melag

UVP: 51,00 €

Preis: 46,36 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Der MELAstore-Dauerfilter ist kompatibel mit den MELAstore-Boxen 100 und 200 von MELAG. Der Dauerfilter wird in die Box eingelegt, um das Sterilgut optimal zu schützen und eine sichere Lagerung zu gewährleisten. Die Filter müssen in regelmäßigen Abständen auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden und ggf. ausgetauscht werden, spätestens jedoch nach 1000 Sterilisationszyklen.

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter

Abmessungen Tx Bx H: 9,5 cm x 21,5 cm

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;OP

Farbe: weiß

Material: Aluminium

Garantielaufzeit: 12 Monate