



MELAG EINMAL-PAPIERFILTER FÜR STERILISIERBEHÄLTER

100 Stück, nach EN 868-2, verschiedene Größen

Artikelnummer: 207078

Hersteller: Melag

Preis: 30,80 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Sterilisierbehälter von MELAG ermöglichen die kontaminationsgeschützte Lagerung von Sterilgut nach der erfolgreichen Sterilisation und Trocknung. Die verpackten Instrumente können bei staubgeschützter Lagerung nach DIN 58953, Teil 8 bis zu sechs Monate gelagert werden, was für eine Arbeitserleichterung sorgt. In die MELAG Sterilisierbehälter werden zum Kontaminationsschutz Einmal-Papierfilter eingelegt. Diese müssen nach jeder Sterilisation gewechselt werden. Die Filter sind EN 868-2 konform.

Diese Papierfilter passen zu den Sterilisierbehältern von MELAG.

Es gibt sie in den jeweils passenden Größen:

- Für 15 K mit einer Größe von 11,5 x 10,5 cm
- Für 15 M / 15 G mit einer Größe von 29,5 x 10,5 cm

- Für 17 K mit einer Größe von 13 x 12 cm
- Für 17 M / 17 G mit einer Größe von 35,5 x 12,5 cm
- Für 23 M / 23 G mit einer Größe von 35,2 x 13,2 cm
- Für 28 M / 28 G mit einer Größe von 24,2 x 14 cm

Spezifikation:

Art des Artikels: Filter