



MELAG VERSCHLUSSPLOMBE OHNE INDIKATOR FÜR MELAG STERILISIERBEHÄLTER

passend für MELAstore-Box 100/200

Artikelnummer: 200207

Hersteller: Melag

UVP: 21,00 €

Preis: 19,34 € zzgl. MwSt.

Beschreibung:

Die Verschlussplomben ohne Indikator sind kompatibel mit den MELAstore-Boxen 100 und 200 von MELAG. Die Sterilisierbehälter können so sicher und fest plombiert werden und das Sterilgut ist optimal geschützt.

Spezifikation:

Art des Artikels: Plombe

Fachbereich:

Chirurgie;Orthopädie;Urologie;Dermatologie;Allgemeinmedizin;Dental;Gynäkologie;KfO;HNO;MKG;O

Farbe: blau

Material: Kunststoff

Garantielaufzeit: 12 Monate